

Specifieke verkoopvoorwaarden REM-probes

Second Opinion eist van bedrijven en personen die met de SOH-REM-tube werken dat deze aan de volgende eisen voldoen:

1. Dat zij StAr gecertificeerde audiiciens zijn, of een gelijkwaardige en erkende opleiding met goed gevolg hebben doorlopen, waarbij het uitvoeren van REM-metingen in het lespakket zat en ook als vak gevolgd werd.
2. En in het algemeen, dat zij voldoende kennis en ervaring bezitten om een REM-meting op de juiste methode uit te voeren, ofwel men is bevoegd EN bekwaam.
3. Dat personen die in het kader van hun opleiding REM-metingen verrichten, dit uitsluitend onder toezicht van een daartoe bevoegd persoon doen
4. Dat zij de metingen volledig volgens de geldende normen en regels uitvoeren
 - Zie bijvoorbeeld “www.audiologieboek.nl - hoofdstuk 9.2.7”
5. Dat zij voorafgaand aan een meting, altijd zorgvuldige otoscopie uitvoeren en dat het oor voldoende toegankelijk en schoon is voor de meting.
6. Dat zij de “SOH-profit-REM-tubes” niet zullen gebruiken bij cliënten/patiënten die een overgevoeligheid hebben voor siliconen materialen.
7. Dat zij bij de uitvoering van de metingen “maximale zorgvuldigheid” betrachten
8. Dat zij de SOH-REM-tubes uitsluitend in de originele grip-verpakking zullen bewaren en/of opslaan
9. Dat zij uitsluitend het benodigde aantal slangetjes uit de verpakking halen
10. Dat zij zich realiseren en acteren op het feit dat de slangetjes volgens de RIB (Richtlijn Infectie Bestrijding) vallen onder de categorie “schoon” en dus niet “steriel” zijn, vergelijkbaar met de status van otoscopie trechtertjes
11. Dat zij vooraf altijd de marker op de juiste positie (lengte) zullen instellen
 - Maatinstelling naar inzicht en ervaring van de behandelaar
 - Bij geheel of gedeeltelijke afwezigheid van een trommelvlies (dus ook bij perforaties) mag de marker nooit op een grotere lengte dan 28 mm worden ingesteld
12. Dat zij vooraf aan een meting altijd de REM-probes zullen kalibreren

13. Dat zij iedere kalibratie controleren middels uitvoering van een REUG-meting
 - Hierbij moet een vlakke lijn gevonden worden
14. Dat zij zorgdragen dat de markers altijd buiten de gehoorgang zichtbaar zullen blijven, teneinde de plaatsing van de tube te kunnen blijven overzien
15. Dat zij geen metingen uitvoeren bij oren die pijn doen, bebloed zijn, niet schoon zijn, of niet te overzien zijn.
16. Dat zij geen metingen uitvoeren aan oren die ontstoken, nat of vochtig zijn
17. Dat zij er voor zorgdragen dat bij het plaatsen van de tube, het trommelvlies nooit geraakt wordt
18. Dat zij de tubes, direct na het verrichten van de REM-metingen van de meetmicrofoons verwijderen en weggooien op een – voor het milieu - verantwoorde wijze
19. Dat zij nooit SOH-REM-tubes zullen hergebruiken
20. Dat zij incidenten, of bijna-incidenten, of falen van het product, ogenblikkelijk melden bij Second Opinion
21. Dat zij bij iedere claim of melding altijd het run-nummer vermelden dat op de verpakking staat, waardoor de tube te herleiden is.

Second Opinion Hoortoestellen b.v.

Daltonstraat 17

3846 BX Harderwijk

06-20 40 50 95